

Radio Numérique ECOVIEW 9

Systeme à detecteur unique.

- Détecteur à écran plat 17" x 17" (amorphe silicone)
- Support détecteur motorisé .
- Logiciel pour une meilleure acquisition d'image
- Table flottante mobiles à 4 roues.
- Générateur haute fréquence 50 kW (Option 40kW ou 65kW)
- Tube : 0.6/1.2 mm point foyer, 300KHU (Option 1.0/2.0mm point foyer, 140 KHU)



Position de la table



Position du Thorax



Auto-Position Motorisé



ECORAY

Spécifications techniques :

Générateur	Puissance	40kW	50kW		65kW
	Max mA / kV	500mA/125kV	630mA/150kV	800mA/150kV	800mA/150kV
	Max rating	500mA à 80kV	630mA à 75kV	800mA à 62kV	800mA à 81kV
	Gamme mAs	0.1 — 500 mAs	0.1 — 600 mAs	0.1 — 600 mAs	0.1 — 600 mAs
	Temps d'exposition	0.001 — 6 seconds (81 pas)			
	Alimentation électrique	220VAC 50/60HZ monophasé	380VAC 50 / 60HZ triphasé		
Support tube	Mvt longitudinal	1750 mm		2600 mm	
	Mvt vertical	1240 mm		1200 mm	
	Rotation du bras tube	+/- 180°		+/- 180°	
Table	Poids Max du patient	200 Kg			
	Table top	2000 X 730 mm			
	Mvt longitudinal	+/- 280 mm			
	Mvt transversal	+/- 140 mm			
Support détecteur	Mvt longitudinal	1750 mm			
	Mvt vertical	Approx 400 mm ~ 1450 mm			
	Rotation détecteur	+/- 120°			
Détecteur	Dimensions	17"X17" (500X490X45 mm)			
	Type du détecteur	a-Si TFT Panneau plat			
	Résolution	3,072 X 3,072			
	Convertisseur A/D	14 bits			
	Hauteur du Pixel	143 pm			
	Poids	13.4kg			



Logiciel ECOVIEWTM



Générateurs 40 et 50kW



Pupitre

ECORAY

EcoRay Co., Ltd.

3F TaeSeung B/D, 536, EonJu-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA 135-917
 Factory at 612-14, Dochun-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, KOREA 506-301

Tel) +82 70 7510 3400 Fax) +82 70 86 30 3420

e-mail to sales@ecoray.kr / website at www.ecoray.kr / www.acomaxray.com