

# SYSTEME MAMMOGRAPHIQUE EXR 650


ECORAY

## Un seul système pour toutes les applications

- Une solution complète pour toutes les situations
- 24X30 BUCKY Caractéristiques standards
- System de Position auto standard (ASP)
- Compression confortable



- Meilleure contraste entre les tissus épais et le moins épais du sein.
- Dose de rayonnement réduite.
- Amélioration d'acquisition d'image, meilleure résolution de contraste.
- Archivage des images (récupération et transmission).
- DICOM3.0 conforme /dicom print.



SYSTEME MAMMOGRAPHIQUE

# SYSTEME MAMMOGRAPHIQUE EXR 650

## Caractéristiques techniques mammographie EXR -650:

DESIGNATION		EXR-650
Générateur	Type	Générateur haute fréquence
	Puissance Sortie max	3.5 kW
	Gamme de radiographie (grand Foyer)	22-39kV/ 1-500mAs
	Gamme de radiographie (petit Foyer)	22-35kV/1-160mAs
	Max mA	85mA
Tube	Point Foyer	01/0.3mm
	Capacité Thermique d'anode	300 KHU
	Matériel d'anode	Mo
Bras en C	SID	650mm
	Mouvement vertical	725-1185mm (Motorisé)
	Rotation	+180°/ -179° (Motorisé)
	Compression	Manuelle /motorisé
Bucky	Dimensions	24X30cm
	Grille	4 :1, 36 lignes/cm
caractéristiques	AEC (11 niveaux )	
	Allimentation électrique 220VAC, Monophasé ( 50/60HZ )	



Rotation +180°/ -179° (Motorisé)



Touts types de poitrine peuvent être examinés avec une large gamme de taille ( 18x24/24x30)

# ECORAY

**EcoRay Co., Ltd.**

3F TaeSeung B/D, 536, EonJu-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA 135-917  
 Factory at 612-14, Dochun-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, KOREA 506-301  
 Tel)+82 70 7510 3400 Fax) +82 70 86 30 3420

e-mail to [sales@ecoray.kr](mailto:sales@ecoray.kr) / website at [www.ecoray.kr](http://www.ecoray.kr) / [www.acomaxray.com](http://www.acomaxray.com)